

# BACTICID

Preparat do szybkiej dezynfekcji  
małych i trudnodostępnych powierzchni  
i wyrobów medycznych na bazie alkoholu.

**Bacticid** jest preparatem dezynfekcyjnym na bazie alkoholu (nie zawierającym w swoim składzie substancji sklasyfikowanych jako drażniące) stosowanym w jednostkach służby zdrowia i innych instytucjach do dezynfekcji wyrobów medycznych oraz małych i trudnodostępnych powierzchni. Wykazuje szerokie spektrum biobójcze, zwalcza bakterie (*Mycobacterium Terraе*), grzyby i wirusy.

## WŁAŚCIWOŚCI/ZALETY PREPARATU:

- preparat bez substancji sklasyfikowanych jako drażniące drogi oddechowe
- posiadający szerokie spektrum działania i bardzo krótki czas ekspozycji
- nie pozostawia plam, smug i osadów na dezynfekowanych powierzchniach
- łatwo dociera w trudnodostępne miejsca
- wygodny w użyciu (butelka ze spryskiwaczem)
- nie zawiera aldehydów

## INSTRUKCJA STOSOWANIA:

Bacticid jest preparatem gotowym do użycia, nie należy go rozcieńczać. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchnie równomiernie pokryć preparatem metodą natryskową lub za pomocą nasączonej ściereczki i pozostawić do wyschnięcia. Powierzchnie spryskiwać preparatem z odległości ok. 30 cm. W przypadku dezynfekcji urządzeń elektrycznych sprawdzić zawsze odłączenie aparatu od sieci.

## WŁAŚCIWOŚCI BIOBOJCZE PREPARATU W OPARCIU O BADANIA MIKROBIOLOGICZNE

Spektrum biobójcze	Czas działania
Dezynfekcja powierzchni i sprzętu w placówkach służby zdrowia	30 sekund
Bakterie, grzyby	30 sekund
Prątki	30 sekund
Wirusy <i>BVDV(HCV), HBV, HIV, Rotavirus, Vaccinia, Adenovirus</i>	30 sekund

Metody testowe wg: RKI (Instytut Roberta Kocha), DVV (Niemieckie Stowarzyszenie ds. Kontroli Chorób Wirusowych), DGHM oraz Norm Europejskich

## WARUNKI PRZECHOWYWANIA:

Przechowywać tylko w oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach dobrze wentylowanych. Opakowania przechowywać z dala od źródeł ciepła i zapłonu, chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Na terenie magazynu przestrzegać zakazu palenia tytoniu, używania otwartego ognia i narzędzi iskrzących. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 50°C. Nie przechowywać razem z artykułami żywnościowymi ani paszą dla zwierząt. Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności i utylizacji produktu znajdują się w karcie charakterystyki preparatu



## WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE I FIZYCZNE:

Postać: bezbarwna ciecz  
Gęstość (20°C): 0,865-0,860 g/cm<sup>3</sup>  
pH: 6,5-7,5

## SKŁAD CHEMICZNY:

100 g preparatu zawiera:  
etanol - 72 g

## KOMPATYBILNOŚĆ MATERIAŁOWA:

Bacticid jest odpowiedni do użycia na różnego rodzaju powierzchniach wyjątek stanowią powierzchnie wrażliwe na działanie alkoholu (np. niektóre tworzywa sztuczne, powłoki z farb, lakierów). Na wypadek niepewności zaleca się indywidualne ocenienie materiałów przed jakimkolwiek długotrwałym użyciem.

## CERTYFIKATY I ATESTY:

Produkt zgodny z założeniami dyrektywy o wyrobach medycznych- 93/42/EEC  
Wyrób Medyczny kl.IIa,  
Znak CE 0088

## OPAKOWANIA HANDLOWE:

Karnister 5L  
Butelka 1L ze spryskiwaczem  
Butelka 0,7L ze spryskiwaczem  
Butelka 0,5L ze spryskiwaczem

## DYSTRYBUTOR:

ProjectMed

ul. Reymonta 1A

15-717 Białystok

Tel/fax: 085 661 21 21

handlowy@projectmed.pl

[www.projectmed.eu](http://www.projectmed.eu)