

Desprej[®]

DEZYNFEKCJA MAŁYCH POWIERZCHNI I SPRZĘTU MEDYCZNEGO

PL Bezaldehydowy preparat na bazie alkoholi i czwartorzędowej soli amoniowej do bezpośredniej i szybkiej dezynfekcji małych powierzchni, urządzeń i sprzętu medycznego. Opakowanie z rozpylaczem mechanicznym umożliwia wygodną dezynfekcję trudno dostępnych miejsc.

Preparat działa bakteriobójczo, grzybobójczo, prątkobójczo i wirusobójczo.

SKŁAD CHEMICZNY:

(w % wagowych):

Substancje czynne:

alkohol etylowy	45 % (450 g/kg) (EINECS 200-578-6)
alkohol izopropylowy	30 % (300 g/kg) (EINECS 200-661-7)
chlorek didecyldimetyloamoniowy	0,5 % (5 g/kg) (EINECS 230-525-2)

ZASTOSOWANIE

W gabinetach i przychodniach lekarskich, stomatologicznych, specjalistycznych i kosmetycznych (stoły operacyjne, fotele zabiegowe, leżanki, wózki, stelaże, urządzenia, sprzęt itp.), w karetkach pogotowia itp. do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego. Preparat stosować do czystych powierzchni bez zanieczyszczeń organicznych.

Nie powoduje korozji metali, nie barwi i nie uszkadza dezynfekowanych powierzchni oprócz materiałów wrażliwych na alkohole (plexiglas, itp).

Spektrum działania	Czas działania
Bakterie, grzyby, TBC MRSA M.terrae, Rotawirus	30 sekund
Wirus polio	1 min
Wirus adeno	1 min.
Wirus HCV	30 sekund
Wirus vaccinia	30 sekund
Wirus HIV/HBV	30 sekund

SPOSÓB UŻYCIA

Dezynfekowane powierzchnie dokładnie pokryć preparatem z rozpylacza z odległości ok. 30 cm (50 ml na m²) i pozostawić do wyschnięcia.

SKŁADOWANIE

Przechowywać w pomieszczeniach z wentylacją, w oryginalnych dobrze zamkniętych pojemnikach. Temperatura magazynowania: od -20 do +25°C ; nie przechowywać bezpośrednio na słońcu.

POSTĘPOWANIE PRZY BEZPIECZNYM UNIESZKODLIWIANIU PREPARATU:

Małe ilości środka utylizować zgodnie z instrukcją producenta, większą ilość oddać do likwidacji uprawnionym firmom.

LIKwidacja opakowań: Puste opakowania po dokładnym wypłukaniu oddać do recyklingu.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:

500 ml, 5 L



LOT



BOCHEMIE, s.r.o., Lidicka 326, CZ – 735 95 Bohumin, tel. +420 596 091 111, www.bochemie.cz

DYSTRYBUCJA:

BOCHEMIE POLAND Sp.z o.o., 40-246 KATOWICE, ul. Porcelanowa 10
tel.: 032 608 22 33, fax: 032 353 83 52, www.bochemie.pl

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI



**Wysoco
łatwopalny**



Drażniący

- R 36** Działa drażniąco na oczy.
- R 67** Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.
- S 2** Chronić przed dziećmi.
- S 7** Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
- S 16** Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu-nie palić tytoniu.
- S 23** Nie wdychać rozpylonej cieczy.
- S 25** Unikać zanieczyszczenia oczu.
- S 26** Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
- S 46** W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokazać opakowanie lub etykietę.
- S 51** Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Pozwolenie Ministerstwa Zdrowia na obrót produktem biobójczym nr 0623/04.

Preparat posiada także opinię Instytutu Matki i Dziecka nr ZF/K/38/2002.

UN 1987