

## ALDEWIR® - Koncentrat środka myjąco - dezynfekującego na bazie aldehydu glutarowego

ALDEWIR służy do dezynfekcji i mycia narzędzi, sprzętu medycznego oraz powierzchni pomieszczeń, mebli, urządzeń medycznych z metalu, szkła i porcelany, tworzyw sztucznych i gumy. Stosuje się w placówkach służby zdrowia hotelach, sanatoriach, sanitariatach oraz wszędzie tam, gdzie narzucone są wysokie reżimy sanitarne. Nie koroduje metali i nie niszczy dezynfekowanych powierzchni. Działa bakteriobójczo, prątkobójczo i grzybobójczo, inaktywuje wirusy (w tym HIV). Preparat jest wysoce wydajnym i wygodnym w użyciu koncentratem. Do każdego opakowania dodawana jest miarka która ułatwia sporządzanie stosownych do potrzeb roztworów użytkowych.

**Opakowanie jednostkowe: butelka z tworzywa a' 500 ml.**

**Opakowanie zbiorcze: karton po 20 szt.**

**kanister a' 5 l.**

**Termin ważności preparatu: 2 lata.**



Stężenie	Czas działania	Spektrum działania	Obszar dezynfekcji
5%	15 min	B,FB,F,V	Powierzchnie
10%	15 min	B,F,V	Drobny sprzęt medyczny, baseny, kaczki, itp.
5%	60 min	B,F,V	Narzędzia
10%	15 min	B,F,V	Narzędzia i powierzchnie (Z)
10%	90 min	B,F,V,Tbc	Narzędzia
5%	30 min	B	Narzędzia