



Soft Care™ Line

Soft Care Line dozownik

Dozownik Soft Care Line z ramieniem

Wiszący, naścienny dozownik do jednorazowych wkładów preparatów myjących i dezynfekujących o pojemności 800 ml, wykonany z polipropylenu.

Łatwy do utrzymania w czystości, odporny mechanicznie. Przednia ścianka (pokrywa dozownika) bez kantów, stanowiących potencjalne ryzyko skaleczenia. Pozbawiony elementów metalowych z wyjątkiem ramienia ze stali nierdzewnej. Zaopatrzony w okienko umożliwiające kontrolę poziomu zawartości wkładu. Ramię dozownika możliwe do zdemontowania.

Łatwy do zamontowania na każdej powierzchni przy pomocy dołączonych kołków rozporowych lub taśmy samoprzylepnej, stanowiącej jego integralną część (taśma na tylnej ściance dozownika).

Dozownik posiada, zintegrowany system otwierania co sprawia, że wkład jest bezpieczny i nie ma ryzyka utraty klucza serwisowego.

Dozownik w kolorze białym z tylną ścianką w ciemniejszym kolorze – maskującym porysowania i stałe zanieczyszczenia.



Numer katalogowy: V6960700

**Diversey**