


# WANNY DEZYNFEKCYJNE

uniwersalne i trwałe



Wykonane z wytrzymałego polymeru wanny dezynfekcyjne przeznaczone są do dezynfekcji, mycia i przechowywania narzędzi medycznych oraz narzędzi specjalnych - delikatnych wiertel stomatologicznych i endoskopów



# WANNY DEZYNFEKCYJNE

## W SKŁAD ZESTAWU WCHODZĄ:

- wanienka z podziałką wewnętrzną oraz uchwytami ułatwiającymi przenoszenie
- szczelna pokrywa
- perforowana tacka ułatwiająca wyjmowanie narzędzi z wanny oraz ich płukanie
- nakładka dociskająca ułatwiająca całkowite zanurzenie narzędzi w roztworze
- uchwyt na endoskopy (dotyczy wanny endoskopowej 10L)

## ZALETY WANIEN DEZYNFEKCYJNYCH:

- uniwersalność: pojemność wanienek od 0,1 do 10 litrów, co ułatwia ekonomiczne dysponowanie środkami
- ochrona przed bezpośrednim kontaktem z roztworem środka i wdychaniem jego oparów
- ergonomiczne w obsłudze i trwałe
- nie wchodzi w reakcję ze środkami dezynfekującymi i myjącymi
- specjalna, wydłużona wanienska 10 L z uchwytami na instrumenty i zaworem do wylewania roztworu ułatwia dezynfekcję oraz mycie endoskopów
- wyrób medyczny kl I
- produkty posiadają znak CE

## ZESTAWIENIE WYMIARÓW WANNIEN

pojemność w litrach	wymiary zewnętrzne	wymiary wewnętrzne	Max temperatura dezynfekcji
0,1 L	91x85x73 (okrągła)		autoklawowa
1 L	223x149x91	145x112x70	75°C
3 L	315x206x125	205x160x100	75°C
5 L	394x260x155	255x200x125	75°C
10 L	496x328x195	320x252x165	75°C
10 L*	870x235x160	695x170x128	75°C

\* dotyczy wanny 10L endoskopowej

## PRZECHOWYWANIE:

temp. od -50°C do +40°C. Po przechowywaniu w pomieszczeniu poniżej 10°C pozwolić wannie nagrzać się do temperatury pokojowej przez 30 min.

## PRODUCENT:

ELAMED  
25 Janina,  
391351 Ryazan, Russia

## DYSTRYBUTOR:

ProjectMed  
ul. Wł. Reymonta lok. 1A  
15-717 Białystok  
Tel/fax: 085 661 21 21  
handlowy@projectmed.pl  
www.projectmed.eu

