

Samoprzylepne papierowofoliowe torebki przeznaczone do sterylizacji parą wodną oraz tlenkiem etylenu.



## WŁAŚCIWOŚCI

- zgodne z normą EN 868 oraz ze standardami ISO 11140 & 11607
- odpowiednie do sterylizacji parą wodną oraz tlenkiem etylenu
- wykonane z wysokogatunkowego, niepalącego się papieru medycznego o gramaturze papieru 70 g/m<sup>2</sup>
- torebki są wyposażone w wytrzymałą folię, nieodrąca się niezależnie od sposobu i szybkości otwierania pakietu
- przezroczysta folia pozwala na łatwe i szybkie rozpoznanie zawartości pakietu
- torebki samoprzylepne eliminują potrzebę użycia zgrzewarki
- na opakowaniach dodatkowo umieszczono wskaźniki wewnętrzne
- zgrzew zabezpieczający – dodatkowa ochrona przed zniszczeniem przy pakowaniu, transporcie czy przechowywaniu



## DOSTĘPNE ROZMIARY

Szeroka gama rozmiarów pozwala na ekonomiczny dobór opakowań sterylizacyjnych. Torebki konfekcjonowane są w pudełka zbiorcze po 200 szt.

Rozmiar [mm x m]
57 x 70
57 x 105
70 x 230
90 x 135
90 x 230
100 x 230
135 x 255
190 x 330
200 x 330



## SPOSÓB UŻYCIA

Sterylizowane przedmioty umieścić wewnątrz torebki. Papierowy pasek osłaniający warstwę kleju usunąć bezpośrednio przed zaklejeniem opakowania. Górną krawędź części papierowej torebki zagiąć wzdłuż perforacji i dokładnie zakleić. Po procesie sterylizacji parowej niebieski wskaźnik zmienia kolor na ciemnozielony. Po sterylizacji tlenkiem etylenu czerwony wskaźnik zmienia kolor na żółty.

